

ACUVUE®

LENTE DE CONTATO

PORTFÓLIO DE PRODUTOS

ACUVUE® É A MARCA Nº 1 EM LENTES DE CONTATO NO MUNDO¹.

Há 14 anos, ACUVUE® OASYS nunca foi superada em conforto².

ACUVUE® MOIST é a mais recomendada do mundo³.



DIFERENCIAIS DO PORTFÓLIO ACUVUE®

<p>SISTEMA DE UMECTAÇÃO PARA MAIOR ESTABILIDADE</p> <p>Lubrificação constante. O agente umectante (PVP) inserido na matriz da lente de contato mantém a estabilidade lacrimal, garantindo conforto a seus usuários.</p>	<p>DESENHO DE BORDA INFINITA PARA MAIOR CONFORTO</p> <p>Conforto ao piscar. O desconforto é uma das maiores causas de abandono do uso de lentes de contato. Para garantir a melhor experiência em conforto, o desenho de borda infinita diminui o contato do bordo palpebral com a borda da lente.</p>	<p>PROTEÇÃO UV* PARA SAÚDE DOS OLHOS</p> <p>A radiação UV pode causar danos irreversíveis ao olho. Por isso, ACUVUE® possui um portfólio completo, com proteção UVA e UVB efetiva⁴.</p>	<p>OTIMIZAÇÃO PUPILAR PARA VISÃO MULTIFOCAL</p> <p>Metade dos usuários de lentes de contato tendem a abandonar a categoria após os 45 anos. Por isso, a tecnologia INTUISIGHT™ considera as variações do diâmetro pupilar, de acordo com a ametropia e a idade do paciente, o que garante uma boa qualidade visual em todas as distâncias, em qualquer idade.</p>	<p>DEA® PARA ASTIGMATISMO</p> <p>DESENHO DE ESTABILIZAÇÃO ACELERADA®. Para realizar as atividades diárias é necessário movimentar a cabeça em inúmeras posições. Com o DEA®, além de corrigir o astigmatismo, as lentes de contato mantêm uma excelente qualidade visual em todos os momentos.</p>	<p>ANTIOXIDANTE PARA MANTER CONFORTO</p> <p>Naturalmente confortável. Inspirados em antioxidantes naturais da superfície ocular, os poderosos antioxidantes inseridos na tecnologia ACUVUE® ajudam a manter as camadas do filme lacrimal em seu estado natural, protegendo o olho de inflamações e desconfortos.</p>
--	---	--	--	---	---

CONHEÇA TODO O PORTFÓLIO ACUVUE® E ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO PARA SEU PACIENTE:

	ACUVUE® OASYS com Transitions™ Light Intelligent Technology™	ACUVUE® OASYS com HYDRACLEAR® PLUS	ACUVUE® OASYS para ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR® PLUS	ACUVUE® OASYS 1-DAY com HydraLuxe™	ACUVUE® OASYS 1-DAY para ASTIGMATISMO	1-DAY ACUVUE® MOIST® com LACREON®	1-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO com LACREON®	1-DAY ACUVUE® MOIST® MULTIFOCAL com LACREON®	ACUVUE® 2
	A única com adaptação às transições de luminosidade, oferecendo maior conforto à visão durante todo o dia ^{5,7}	Nunca superada em conforto mesmo durante o uso de aparelhos digitais ^{2,8}	Conforto imbatível ² e excelente qualidade de visão em qualquer situação	A lente nunca superada em conforto ^{2,9} agora também em descarte diário	Conforto imbatível ¹⁴ , visão estável ¹⁵ e alta performance visual ¹⁶ , com a praticidade de uma lente de contato de descarte diário.	Cuidado extra para pacientes com olhos sensíveis ^{10,11}	Visão clara e estável durante todo o dia, mesmo com os movimentos de olhos e cabeça, para pacientes com olhos sensíveis	Visão de qualidade superior para pacientes com presbiopia ¹²	A lente de troca programada em hidrogel
TEMPO DE DESCARTE	2 semanas	2 semanas	2 semanas	Descarte diário	Descarte diário	Descarte diário	Descarte diário	Descarte diário	2 semanas
O QUE CORRIGE	Miopia, hipermetropia	Miopia, hipermetropia	Astigmatismo (combinado com miopia e hipermetropia, se necessário)	Miopia, hipermetropia	Astigmatismo (combinado com miopia e hipermetropia, se necessário)	Miopia, hipermetropia	Astigmatismo (combinado com miopia e hipermetropia, se necessário)	Miopia e hipermetropia combinados à presbiopia (dificuldade de focalizar de perto, relacionada à idade)	Miopia, hipermetropia
GRAUS DISPONÍVEIS	-6.50D a -12.00D (incrementos de 0.50D) -6.00D a +6.00D (incrementos de 0.25 D) +6.50D a +8.00D Plana	+8.00D a -12.00D	Graus negativos, positivos e planos combinados a cilindro de até -2,75	+8.00D a -12.00D	Graus negativos, positivos e planos combinados a cilindro de até -2,25	+6.00D a -12.00D	Graus negativos, positivos e planos combinados a cilindro de até -2,25	+6.00D a -9.00D com adição baixa, média ou alta	+8.00D a -12.00D
MATERIAL	Senofilcon A (silicone hidrogel)	Senofilcon A (silicone hidrogel)	Senofilcon A (silicone hidrogel)	Senofilcon A (silicone hidrogel)	Senofilcon A (silicone hidrogel)	Etafilcon A (hidrogel)	Etafilcon A (hidrogel)	Etafilcon A (hidrogel)	Etafilcon A (hidrogel)
TECNOLOGIA	TRANSITIONS™ LIGHT INTELLIGENT TECHNOLOGY™ E HYDRACLEAR® PLUS incorporadas em toda a matriz da lente	HYDRACLEAR PLUS® (agente umectante polivinilpirrolidona incorporado à matriz da lente)	HYDRACLEAR PLUS® (agente umectante polivinilpirrolidona incorporado à matriz da lente). DEA - Desenho de Estabilização Acelerada®	HydraLuxe™ (agente umectante PVP incorporado à matriz da lente + aumento do cross-linker no polímero)	HydraLuxe™ (agente umectante PVP incorporado à matriz da lente + aumento do cross-linker no polímero). DEA - Desenho de Estabilização Acelerada®	LACREON® (agente umectante polivinilpirrolidona incorporado à matriz da lente)	LACREON® (agente umectante polivinilpirrolidona incorporado à matriz da lente). DEA - Desenho de Estabilização Acelerada®	INTUISIGHT™ LACREON® (agente umectante polivinilpirrolidona incorporado à matriz da lente)	-
PROTEÇÃO UV	Classe I - 100% UVB e 99% UVA	Classe I - 99,99% UVB e 96,1% UVA	Classe I - 99,99% UVB e 96,1% UVA	Classe I - 99,99% UVB e 96,1% UVA	Classe I - 99,99% UVB e 96,1% UVA	Classe II - 97% UVB e 82% UVA	Classe II - 97% UVB e 82% UVA	Classe II - 97% UVB e 82% UVA	Classe II - 97% UVB e 82% UVA

1. Euromonitor International, Eyewear 2019 edition; value sales at rrp, all retail channels, 2017 data; 'Acuvue family of brands' represents aggregated sales of following brands at GBN level: 1-Day Acuvue, Acuvue Oasys, Acuvue Advance, Acuvue, and Acuvue2.
 2. www.clinicaltrials.gov é um website mantido pelo NHS. Os 21 estudos clínicos avaliaram o conforto subjetivo como endpoint primário ou secundário para as marcas ACUVUE® Oasys com Transitions™ Light Intelligent Technology™. Revisão realizada em 2 de outubro de 2019. Estes produtos estão devidamente regularizados na Anvisa.
 3. Euromonitor International Limited, based on research conducted in August 2018, 'world' and 'globally' represent markets accounting for 80.8% of total daily disposable contact lenses in 2017 (retail sales). Claim effective starting September 24, 2018.
 4. Ajuda a proteger contra a transmissão prejudicial da radiação UV para a córnea e o olho.
 ADVERTÊNCIA: as lentes de contato que absorvem raios UV NÃO substituem proteção contra a luz UV, como óculos de proteção ou óculos escuros, porque elas não cobrem completamente os olhos e a região circundante. É preciso continuar usando óculos que absorvem os raios UV, conforme as instruções. NOTA: a exposição prolongada à radiação UV em dos fatores de risco associados à catarata. A exposição baseia-se em diversos fatores, como condições ambientais (altitude, geografia, céu nublado) e fatores pessoais (extensão e natureza das atividades ao ar livre). As lentes de contato com bloqueio dos raios UV ajudam a proteger contra a radiação prejudicial. Contudo, não foram realizados estudos clínicos para demonstrar que o uso dessas lentes reduz o risco de desenvolver catarata ou outros problemas oculares. Consulte seu oftalmologista para obter mais informações.
 5. Coles-Brennan C., Pall B., Mahadevan S. Prescribe Lenses That Can Perform in Demanding Environments. Advertorial. Contact Lens Spectrum. Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Publication. June 2015.
 6. J.J.V. Data on File 2018. Definition of ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™.
 7. J.J.V. Data on File 2018. ACUVUE® OASYS Contact Lenses with Transitions™ Light Intelligent Technology™ - objective clinical claims.
 8. Pesquisa on-line com 1.500 usuários de lentes de contato com 18 a 39 anos de idade em 5 países em 2013. Destes indivíduos, os que tinham experimentado pelo menos uma outra marca de lentes de contato: 68% dos usuários de ACUVUE OASYS® concordaram completamente/concordaram que suas lentes eram as mais confortáveis que já haviam usado durante a utilização de dispositivos digitais. Estes produtos estão devidamente regularizados na Anvisa.
 9. Pesquisa on-line com 1.500 usuários de lentes de contato com 18 a 39 anos de idade em 5 países em 2013. Destes indivíduos, os que tinham experimentado pelo menos uma outra marca de lentes de contato: 68% dos usuários de ACUVUE OASYS® concordaram completamente/concordaram que suas lentes eram as mais confortáveis que já haviam usado durante a utilização de dispositivos digitais.
 10. Zhou L, Zhao SZ, Koh SV, et al. In-depth analysis of the human tear proteome. J Proteomics. 2012;75:3877-3885.
 11. Morgan PB. Tear film proteins: examining production, role and interaction with contact lenses. Contact Lens Spectrum. Special Edition April 2010;34-39. 3. Meyler J and Veys J. Do new daily disposable lenses improve patient comfort? Optician, 2006;231:6046-34-6. Do new daily disposable lenses improve patient comfort? Optician 2006; 6046(2.31): 34-6. 4. Suwala M, Glasier MA, Subbaraman LN, Jones L. Quantity and conformation of lysozyme deposited on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro model. Eye Contact Lens. 2007;33(3):138-143.
 12. Dados de estudo in vitro. Estudos clínicos, correlacionando estes achados a benefícios clínicos, ainda não foram realizados.
 13. Moody K et al. Innovating for multifocal fitting success. Optician (2019) 248: 6599-12-17.
 14. Morgan P et al. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2013;36(3):118-125. Estudo realizado durante 365 dias. Comparável ao conforto ocular sem o uso de lentes e em 5 das 6 medidas de saúde ocular (hiperemia límbica, vascularização da córnea, tingimento bulbar e conjuntiva papilar); a sexta medida foi tingimento conjuntival.
 15. 29 clinical studies from www.clinicaltrials.gov evaluated subject comfort endpoints for ACUVUE® OASYS Brand 2-weekly family and for ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™ Technology as of April 25, 2021.
 16. J.J.V. Data on File 2020. ACUVUE® contact lenses for ASTIGMATISM - Overall Fitting Success, Orientation Position, Rotational Stability, and Vision Performance.
 17. J.J.V. Data on File 2017. ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM - Overall Fitting Success, Orientation Position, Rotational Stability, and Vision Performance.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA REFRACIONAL. Johnson & Johnson Industrial Ltda. Rod. Pres. Dutra, Km 154 - S. J. dos Campos, SP. CNPJ: 59.748.888/0001-14. Mais informações sobre cuidados para utilização (manuseio), advertências e indicação de uso do produto verifique o Guia de Instruções ao Usuário, acesse www.acuvue.com.br ou ligue para a Central de Relacionamento ao Consumidor 0800 762 5424. CONSULTE SEU OFTALMOLOGISTA REGULARMENTE. Os produtos ACUVUE® estão devidamente regularizados na ANVISA. © Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. MAI/2021 - Todos os direitos reservados. ID: PP2021MLT5272.